

インプラント・トータル・メンテナンスセミナー




インプラント治療が主流になりつつある今、埋入後のインプラントに対していかに効率的なメンテナンスを行うかが重要なテーマになっておりますが、従来のデブリッドメント方法は煩雑である為に、術者個々の処置次第では効果があまり現れないことも事実です。

本講演では、通常時のメンテナンスから、インプラント周囲粘膜炎、インプラント周囲炎に進行してしまった場合の汚染物質除去(最低限の目標)、再オッセオインテグレーション(最終目標)までの効率的な方法をご紹介します。

数多くのデータと臨床例を基に、インプラントへの最適なアプローチが可能となるように開発されたインプラントトータルメンテナンスシステム「スターチップ」を用いて、柴垣博一先生と昇直美先生にご講演とデモンストレーションを行っていただきます。

また現在、骨再生・軟組織再生の分野でヨーロッパを中心に飛躍的な広がりを見せている新しいマテリアルと、独自の技術を駆使しながら、インプラントのマーケットリーダーとして急速に成長しているsweden&martinaインプラントのご紹介もさせていただきます。この機会に是非ともご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



スレッドへのスケーリング、スケーリング後のインプラント表面
(純チタンまたは、チタン合金製のチップを使用)



上部構造へのスケーリング
(Peek製のチップを使用)

講師



柴垣 博一先生

医療法人賢信会 柴垣歯科医院 理事長
AOS Japan会長
日本口腔インプラント学会 専門医
日本先端技術研究所 fellow
EAO active member
ITI member



昇 直美先生

医療法人賢信会 柴垣歯科医院 主任衛生士
AOS Japan理事
日本口腔インプラント学会 認定歯科衛生士
日本先端技術研究所 認定歯科衛生士
Whitening coordinator

アシスタント



渡邊 麻貴先生

日本口腔インプラント学会専門衛生士
医療法人賢信会 柴垣歯科医院 副主任衛生士

講演内容

インプラントフィクスチャー及び
上部構造のメンテナンス方法

インプラント周囲炎への対応

感染したインプラントに対しての判断基準や
考え方を考察(温存、リカバリー、撤去)

最新骨造成マテリアルと
sweden&martinaインプラントの紹介

「スターチップITMシステム」を使用したメンテナンスの
デモンストレーション

※会場に超音波スケーラを準備しておりますので、
実際にお手にとってお試しいただけます

日時

2017年 4月 2日(日) 東京 開催
2017年 6月 4日(日) 神奈川 開催

各コース
定員20名様

受講費

歯科医師 + 歯科衛生士	6,000円(税込)
歯科医師のみ	5,000円(税込)
歯科衛生士のみ	2,000円(税込)



DAISHIN TRADING CO.,LTD.

インプラント・トータル・メンテナンスセミナー



スターチップITMシステムの特徴

1. ご使用の超音波、エアースケーラ機器にご使用いただけます
 ※＜対応機器＞ 明記していない機種もございます
 超音波スケーラ: スプラソンPMAX+, スプラソン2, スプラソンP5
 スプラソン・ミニ、ピエゾンマスター600、ミニマスター
 ミニピエゾ、ソルフィーオプティカルオサダエナック10W
 エアースケーラ: ソニックフレックスエアースケーラー2003


2. フラップレスでも操作が可能で、患者様の負担を軽減できます
 ※衛生士の方が操作できます。

3. スケーラチップには3種類の形状(右曲、左曲、鎌型)があります
 そのため、インプラントスレッドの形状や骨吸収の状態に
 合わせてスケーリングできます。
 ※スレッド間隔が狭いインプラント体には、スレッドの最深部まで
 スケーラが届かない場合があります。

4. スケーラチップの材質は、ラフサーフェイス部に純チタンと
 チタン合金、鏡面研磨部にPeeK(樹脂の一種)があります
 ※PeeKチップは補綴物やインプラント鏡面研磨部分、
 アバットメント等を傷付けずにスケーリングできます。



顕微鏡写真

スケーリング前後のインプラント表面



歯石がとれていることが
確認できます。

スケーリング効果(例)


インプラント周囲から
出血が見られます。2週間後出血が止まり
歯肉状態良好。インプラントから
出血が見られます。出血が止まり、歯肉状態
良好。

インプラント周囲炎について

インプラント周囲炎になるまで



インプラント周囲炎になってしまったら



大信貿易株式会社
DAISHIN TRADING CO.,LTD.

本社/〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

<http://www.daishintrading.co.jp>

会場

4月2日(日)東京会場
 大信貿易株式会社 東京研修室 2F
 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-14 D&Iビル
 6月4日(日)神奈川会場
 神奈川県歯科医師会館
 〒231-0016 神奈川県横浜市中区住吉町6-68

※受講カード・詳細地図等に関して
 セミナー開催日の1週間前より、ご郵送いたします

大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118

お申込日 2017 年 月 日

セミナー名	インプラント トータル メインテナンス	開催日時	東京 4月 2日(日) 12:30~16:30 神奈川 6月 4日(日) 12:30~16:30
貴医院名		ご氏名	歯科医師 歯科衛生士
ご住所			
TEL		FAX	

※上記の申込欄にご記入の上、大信貿易株式会社までフリーダイヤルFAXにてお申し込みください。 ※お振込み先は追ってご連絡させていただきます。
 ※ご入金を持って正式なお申込みとさせていただきます。 ※お振込み票をもって領収書にかえさせていただきます。