

ハイパフォーマンスポリマー ペクトン® アイボリー

ベーシックコース 東京
2018年4月19日（木） 18:30～20:30

2018年2月、ハイパフォーマンスポリマー ペクトン®アイボリーが歯冠修復材料として国内で初めて薬事承認を受けました。

ペクトン®アイボリーは、PAEK系ポリマーファミリーのひとつで、PEEKの1.8倍の圧縮強度をもつPEKKマテリアルです。

ショックアブソーバー、軽量、高い生体親和性、加工性・研磨性の高さが特長で、インプラントカスタムアバットメントやインプラントブリッジ、ポストコアなど様々な臨床応用が可能です。

ペクトン®アイボリーはメタルやセラミックとは異なる新しいマテリアルにつき、適切にご使用を頂くため、ベーシックコースを受講された方々にご導入頂いております。

本コースで、ハイパフォーマンスポリマーペクトン®アイボリーの概要や技術上の留意点を学んでいただき、ご活用をお願いいたします。



ショックアブソーバー



軽量
天然歯の噛み心地



インプラントグレード
の生体親和性



加工性、研磨性の高さ

講師



三輪 武人先生

ペクトン®インストラクター
日本口腔インプラント学会認定技工士
埼玉歯科技工士専門学校専攻科非常勤講師
(有)協和デンタルラボラトリー

トピック

- ・PEKKマテリアルの概要
- ・ペクトン®アイボリーの特長
- ・ペクトン®アイボリーの臨床応用
- ・ペクトン®アイボリーの技術的留意点

参加費

一般：5,000円（税込） DRNラボ：無料

会場

エッサム神田1号館
※JR神田駅から徒歩1分
お申し込みの方に詳細地図をお送りします。



お申込み日 2018年 月 日

歯科医院名 歯科技工所名			
お名前	歯科医師 ・ 歯科技工士	会場	東京 4月 19日（木） 18:30～20:30
ご住所	〒 -	T E L	() -
		F A X	() -
		E-mail	

■お問い合わせ・お申し込み



大信貿易株式会社
DAISHIN TRADING CO.,LTD.

本社 / 〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

<http://www.daishintrading.co.jp>

大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118