

Pekkton®

+ Consumables

新ハイパフォーマンスポリマーマテリアルと
現在注目を集めているジルコニア浸透着色液法を解説

新		技		講
材	考	工	修	演
料	察		得	会

東京講演 定員24名

6月10日（日） 13：00-17：00

Pekkton®

ペクトン®
ベーシックコース認定

Dental
Direkt

core3d
centres

CENDRES⁺
MÉTAUX

Speaker

鈴木篤志 先生



- ・有限会社DENTAL・VISION代表
- ・日本大学歯学部附属歯科技工専門学校学兼任教員
- ・テクニカルコンテストヨコハマ優秀賞
- ・Wieland社認定ラボ
- ・ZenoStar認定ラボ
- ・AGDDメンバー

患者様の要望に応えるべく、歯科補綴物製作で審美性を高めることに、歯科技工業界として技術の向上や材料の進化を繰り返し、長い間研鑽を重ねてまいりました。

その中でジルコニアの登場により歯科審美の進化は大きく飛躍し、ジルコニア自身の進化も、カラーディスク化や透過率向上を経て、マルチレイヤーの登場に至りました。しかしながら、その進化により一定の審美性が確保されるようになり、ジルコニアで色を再現する技術の差が出にくい状況になっているのもまた事実です。

そこで今回はジルコニアクラウンの審美性において、より他社との差別化の為に日本人の色調を再現するのに非常に有効なレッドシフトさせた浸透液「DDカラーソリューション」を使用していち早く半焼結のジルコニアに浸透液を着色するテクニックを用いた臨床を行った鈴木先生がその貴重なテクニックをデモンストレーションを通じて講演していただきます。

以前鈴木先生がご講演された際にご好評でしたジルコニアインレーのテクニックも特別にご講演していただきます。

また、2018年2月、ハイパフォーマンスポリマーペクトン®アイボリーが歯冠修復材料として国内で初めて薬事承認を受けました。ペクトン®アイボリーはPAEK系ポリマーファミリーのひとつで、PEEKの1.8倍の圧縮強度を持つPEKKマテリアルです。

ペクトン®アイボリーはメタルやセラミックとは異なる新しいマテリアルにつき、適切なご使用を頂くため、ペクトン®ベーシックコースを受講された方へのみ販売しておりますが、本セミナーはそのベーシックコースに認定されております。

本コースで、ハイパフォーマンスポリマーペクトン®アイボリーの概要や、技術上の留意点を学んでいただき、ご活用いただきますようお願い致します。

尚、今回のセミナーを御受講いただいた方にはサティフィケートを発行いたします。



TOPICS

DDカラーソリューションの概要・デモ

製品特徴・ラインアップ・使用上の注意

ジルコニアインレー製作の注意点

ハイパフォーマンスポリマー「Pekkton」の概要

「Pekkton」の臨床例




<https://www.facebook.com/daishintrading.co.jp/>





● DDBasicShade, DDProShade 2 & DDProShade C (cristaux liquides dentaires)
→ Pigmentation en rouge.
● Liquide incolore DDArtElements (S4), (S42), (S51), (S52), (S53)
→ Pigmentation en jaune.
● Colorants à effet DDArtElements : Light Pink, Purple, Yellow & Orange
→ Pigmentation en orange.
● Colorants à effet DDArtElements : Light Green, Dark Green
→ Pigmentation en vert.
● Colorants à effet DDArtElements : Light Grey, Dark Grey, Graphite
→ Pigmentation en gris-bleu.
● Colorants à effet DDArtElements : Blue
→ Pigmentation en bleu.
● Colorants à effet DDArtElements : Dark Pink
→ Colorant – pas d'ajout de pigmentation.



講師

鈴木篤志 先生

会場

大信貿易株式会社 東京研修室2F
〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-14

受講費

通常申込 8,000円 (税込)
早期割引 6,000円 (税込)

※早期割引5月31日迄

主催

大信貿易株式会社 横浜

会場へのアクセス

- JR水道橋駅東口から徒歩3分
- 都営三田線 神保町駅から徒歩5分
- 都営新宿線 神保町駅から徒歩5分
- 都営半蔵門線 神保町駅から徒歩5分

お申込日: 年 月 日

セミナー名	新材料考察 技工修得 講演会	開催日	東京: 2018年6月10日 (日) 13:00~17:00
貴社名			
ご氏名		ローマ字名	
〒			
ご住所			
TEL		FAX	
E-mail		@	

※上記の申込書にご記入の上、大信貿易株式会社までFAXにてお申し込みください。※お振込み先は追ってご連絡させていただきます。
※ご入金をもって正式なお申込みとさせていただきます。※振込受付書をもって領収書に代えさせていただきます。※本セミナーは弊社ホームページのWeb申し込みがご利用いただけます。
※セミナー開催約1週間前に受講票・地図等をお送りいたします。



大信貿易株式会社
DAISHIN TRADING CO.,LTD.

本社/〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

<http://www.daishintrading.co.jp>

大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118