

DDジルコニア浸透液 着色実習コース



患者様の要望に応えるべく、歯科補綴物製作で審美性を高めることに、歯科技工業界として技術の向上や材料の進化を繰り返し、長い間研鑽を重ねてまいりました。

その中でジルコニアの登場により歯科審美の進化は大きく飛躍し、ジルコニア自身の進化も、カラーディスク化や透過率向上を経て、マルチレイヤーの登場に至りました。しかしながら、その進化により一定の審美性が確保されるようになり、ジルコニアで色を再現する技術の差が出にくい状況になっているのもまた事実です。

そこで今回はジルコニアクラウンの審美性において、より他社との差別化のために、話題のジルコニア浸透液を使用した着色実習コースを行う運びとなりました。今回実習で使用する「DDカラーソリューション」はレッドシフトさせた浸透液になっており、日本人の色調を再現させるのに非常に有効な製品となっております。

講師の鈴木先生は、いち早くこの製品を臨床活用されており、その豊富な経験をお持ちになられております。

今回セミナーでは『講義、デモ、実習』を交えながら、今後の技工所経営の一助となるような内容をご提供させて頂きたいと思っております。

■内 容

DDカラーソリューション概要説明
DDカラーソリューション浸透液デモ・実習

■講 師



鈴木 篤志 先生

- ・有限会社DENTAL・VISION代表
- ・日本大学歯学部附属歯科技工専門学校兼任教員
- ・テクニカルコンテストヨコハマ優秀賞
- ・Wieland社認定ラボ
- ・ZenoStar認定ラボ
- ・AGDDメンバー

■受講費

16,000円(税込) 材料代含む

■開催日

2018年2月25日(日) 13:00 - 16:00

- DD Basic Shade, DD Pro Shade Z & DD Pro Shade C (tous les liquides dentinaires)
→Pigmentation en rouge.
- Liquide incisal DD Art Elements (SA1, SA2, SC1, SC2, SO)
→Pigmentation en jaune.
- Colorants à effets DD Art Elements : Light Pink, Purple, Yellow & Orange
→Pigmentation en orange.
- Colorants à effets DD Art Elements : Light Brown, Dark Brown
→Pigmentation en vert.
- Colorants à effets DD Art Elements : Light Grey, Dark Grey, Graphite
→Pigmentation en gris-violet.
- Colorants à effets DD Art Elements : Blue
→Pigmentation en bleu.
- Colorants à effets DD Art Elements : Dark Pink
→Neutre - pas d'ajout de pigmentation.



詳細は裏面をご参照ください

-DDジルコニア浸透液着色実習コース-

■セミナープログラム/(予定)


13:00-16:00

DDカラーソリューションの概要

製品特徴・ラインナップ・使用上の注意点

インレー製作の注意点

DDカラーソリューションデモ・実習



ジルコニアクラウンは事前にラボにお届けさせていただきますので、カービングをして会場にお持ちください。

実習では着色まで行い、ジルコニア焼結はご自身のラボにてお願いいたします。

また、焼結用ファネスをまだお持ちでない方は弊社で焼結させていただきます。

セミナー当日は時間プログラムの変更等することがございますので、ご了承ください。


■ 講師

鈴木篤志 先生

■ 会場

札幌駅前ビジネススペース
カンファレンスルーム21

〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1-23
第二北海道通信ビル2階



■ 受講費

一般 16,000円 (税込)

※ジルコニアフレーム小臼歯×1・大臼歯×1
ダップングラス・実習用筆含む

■ 主催

大信貿易株式会社 横浜

※受講費お振込み先は追って連絡させていただきます。

※ご入金を持ってご登録とさせていただきます。

※受講カード・詳細地図に関しましては一週間前ほど前にご郵送にてお送りさせていただきます。

●JR札幌駅西口から会場まで

1. JR札幌駅西口(バセオウエスト)出口より斜向かいにある紀伊国屋書店側に交差点を渡ります。
2. 紀伊国屋書店の北側の歩道を西方向にお進みいただけます。
3. 次の交差点を渡るとJRイン札幌でございます。
4. JRイン札幌より南に100m程で当会場である第二北海道通信ビルがございます。

●地下鉄札幌駅(南北線)から会場まで

1. 地下鉄南北線札幌駅北改札からセンチュリーロイヤルホテル方向に地下通路を進みます。
2. センチュリーロイヤルホテル地下入口前の左手階段をのぼりその出口より、右手(西方面)にお進みいただけます。
3. 最初の交差点を渡ると三井ガーデンホテル札幌がありそこを右手(北方面)にお進みいただき50m程で当会場である第二北海道通信ビルがございます。



-DAISHIN Practical training Seminar-

セミナー名	DD-Zr浸透液着色実習コース	開催日時	2018年2月25日(日)
お勤め先		ご氏名	
ご住所	〒 -		
TEL		FAX	



大信貿易株式会社
DAISHIN TRADING CO., LTD.

本社/〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

http://www.daishintrading.co.jp

大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118



大信貿易株式会社
セミナー案内
お申し込みもできます



大信貿易株式会社
歯科医療用品のネットショップ
Online Order

